

導入店様 各位

株式会社エナジーセラピージャパン

製品仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さてこのたび、ご愛用いただいている下記製品の仕様を変更いたしますので、お知らせ申し上げます。何卒ご理解賜り、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

謹白


記

1.対象商品：マット用ケーブル(共用)「021」

※セグメントシステムと背中に敷くマットをつなぐケーブルです。

2.変更内容：中継端子による接続式に変更

※様々な用途に対応できるように、線を延長したり、ワニ口端子のみの交換が出来るよう変更しました。



以上

お問い合わせは

ETJ

株式会社 エナジーセラピージャパン TEL.052-253-8866 info@et-japan.co.jp